

ВЫПУСК №3
2017



**Давайте
улыбаться
вместе!**

TANDEX 

www.zubshetki.ru

Качественный датский продукт с 1931 года

Торговая марка TANDEX берет свое начало в 1931 году. С тех пор при сотрудничестве стоматологов и гигиенистов TANDEX разрабатывает качественные стоматологические материалы для обеспечения наилучшей профилактики в уходе за зубами.

Наша продукция отличается эргономичной конструкцией, подходящей для каждого, кто ею пользуется. Все детали наших изделий глубоко продуманы, и поэтому продукты TANDEX являются наилучшими средствами для выполнения тех задач, которые перед ними поставлены.

Мы тесно сотрудничаем с нашими покупателями и ценим их советы и новые предложения. В линейку нашей стоматологической продукции входят зубные щетки TANDEX, разработанные для всех возрастов и учитывающие индивидуальные особенности, оригинальная щетка SOLO для ухода за труднодоступными промежуточными областями, ершики FLEXI для межзубных промежутков с оригинальной гибкой ручкой, которые обеспечивают эффективное, точное и бережное очищение, гель TANDEX, обладающий антибактериальным эффектом. Мы также производим щетки для зубных протезов, нити, ленты, деревянные и пластиковые зубочистки.

Все изделия в линейке продуктов TANDEX отличаются высоким качеством.

TANDEX — это компания со 100% датским капиталом.
У нас собственное производство в г. Линж (Lyngbe) в 25 км от Копенгагена.

Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

FLEXI

Давайте
улыбаться
вместе!



TANDEX 

FLEXI 



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

FLEXI

Ершики **FLEXI** продуманы до мельчайших деталей,
превосходное качество и дизайн!

Рекомендовано
стоматологами
и гигиенистами!



- Для эффективного, точного и мягкого ухода за межзубными промежутками, имплантами, мостами и ортодонтическими аппаратами
- Эргономичны и удобны в использовании
- Плотное зажатие, гибкие и нескользящие в руке



Здоровье полости рта очень важно для всего организма

Новейшие научные исследования показывают, какое большое влияние здоровье полости рта оказывает на здоровье всего организма. Согласно заключениям исследований, с раздражением десен связан риск возникновения парадонтита, а также развития таких заболеваний как, например, артериосклероз, ишемическая болезнь сердца, различные болезни дыхательных путей и проблемы во время беременности.

Чистка зубов обычной щеткой




Ваша обычная зубная щетка чистит только жевательную поверхность зубов, поверхности зубов со стороны щек и языка. Но межзубные промежутки она прочистить не может, а налет, образующийся в этих областях, может быть причиной возникновения кариеса и болезней десен.

Точное очищение

Нейлоновые кисточки всех ершиков FLEXI проходят межзубные промежутки, эффективно удаляя налет и остатки пищи. Во избежание неприятных ощущений и неприятного металлического привкуса во рту, все ершики имеют пластиковое покрытие. Гибкость ручки ершиков комбинируется с прочной и долговечной проволокой из нержавеющей стали.

Здоровые десны

Кроме удаления налета и остатков пищи, ершики FLEXI производят на десны массажный эффект, вызывая приток крови. Это минимизирует риск возникновения парадонтита. Таким образом, использование ершиков FLEXI улучшает состояние десен и одновременно предотвращает появление неприятного запаха изо рта.



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

FLEXI

Эргономичный дизайн




Ручка ершиков FLEXI разработана таким образом, чтобы обеспечить плотное зажатие в руке даже у людей с ослабленной моторикой. Специальный состав резины не позволяет ручке ершика скользить в руке, даже если ее намочить. Судя по отзывам пациентов, с ершиками FLEXI они легче справляются с чисткой, получая больше удовольствия от использования правильного средства для гигиены полости рта, благодаря этому приходит ощущение более полного контроля над процессом ухода за полостью рта.

Эффективная чистка межзубных промежутков

Использование ершиков TANDEX будет полезно для пациентов и с достаточно широким, и с узким межзубными промежутками. В первом случае ершики FLEXI будут работать по принципу бутылочного ершика, эффективно очищая поверхности между зубами. Благодаря широкому размерному ряду ершиков FLEXI и наличию в нем очень тонких ершиков, узкие межзубные промежутки могут быть также прочищены. Ваш стоматолог или врач-гигиенист поможет подобрать нужный размер ершиков.

Зубные импланты

Гигиена имплантов — чрезвычайно важный момент, но достичь идеальной чистоты, используя лишь одну зубную щетку, невозможно. Ершики FLEXI — очень важное дополнение к этому процессу поддержания гигиены. Благодаря правильно подобранному ершику самые труднодоступные области будут обработаны. Попросите Вашего стоматолога или врача-гигиениста помочь в подборе нужного размера.





FLEXI

Несъемная ортодонтическая техника

Ершики FLEXI – прекрасное решение, если на Ваших зубах зафиксированы брекет-системы. Использовать зубную нить в данном случае невозможно. Но ершики FLEXI могут легко прочистить зубные промежутки, промежутки между дугой, брекетами и зубами. Это чрезвычайно важно, т.к. если не удалять скапливающийся налет, возникает риск быстрого развития кариеса и заболевания десен.

Использование ершиков FLEXI

Выбирайте тот ершик, который необходим именно в Вашей ситуации. Ваш стоматолог или врач-гигиенист поможет подобрать нужный размер ершика. Налет и остатки пищи будут удалены, если ершик поместить между зубами и двигать им вперед-назад. Когда ершик со временем изменит свою форму, он должен быть заменен.



Всегда следуйте рекомендациям Вашего стоматолога или гигиениста. Использование ершиков с гелем TANDEX принесет дополнительную пользу.


Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 



Превосходство качества, дизайна и каждого элемента!

Тщательно продуманный дизайн ершиков FLEXI делает их уникальным средством для эффективной и бережной обработки межзубных промежутков, областей вокруг имплантов, мостов и несъемных ортодонтических аппаратов.



- Надежное удержание в руке без скольжения
- Удобная и мягкая в использовании конструкция
- Эффективный, точный, но в тоже время бережный контроль гигиены
- Наличие широкого выбора в размерах и формах
- Самая тонкая проволочная основа с пластиковым покрытием
- Яркая система цветовой маркировки
- Наличие защитного колпачка, который также служит для удлинения ручки



Надежное удержание в руке без скольжения — для эффективной, точной и бережной обработки

TANDEX FLEXI — это новое поколение межзубных ершиков, обеспечивающих надежное удержание в руке без скольжения, что упрощает обработку даже самых труднодоступных межзубных промежутков. Конструкция каждой детали была тщательно продумана. Материал и форма уникальной ручки обеспечивают плотное удержание в руке, даже для пациентов с ослабленной моторикой рук.

Ваши пациенты быстро оценят нескользящую поверхность ручки, даже если она будет мокрой. Отзывы пациентов, а также научные исследования показали, что благодаря комбинации этого материала и дизайна пациенты испытывают радость и удачно справляются с чисткой, используя межзубные ершики FLEXI.

Предложение именно того средства гигиены полости рта, которое пациентам нужно, дает ощущение полного контроля над процессом ухода за зубами и приносит в него больше удовольствия.

Гибкое применение

Идеальное решение, которое принесет пользу Вашим пациентам. Проволочная основа ершиков имеет пластиковое покрытие, что исключает неприятные ощущения и металлический привкус в полости рта. Проволочная основа прочна и долговечна, а ручка обладает достаточной гибкостью. Совмещаясь, эти свойства обеспечивают превосходную гигиену полости рта в области межзубных промежутков, вокруг имплантов, мостов и несъемных ортодонтических аппаратов. Зубной налет и остатки пищи могут быть легко удалены, если использовать ершики FLEXI.

Гибкая упаковка

Гигиеничное и практичное хранение. Ершики FLEXI упакованы в тщательно продуманную пластиковую коробочку, ее легко можно взять с собой, положив в сумку или карман. Прочная, герметичная упаковка обеспечивает гигиеничное хранение ершиков, даже если коробку уже открывали. Прилагаемый защитный колпачок также служит для удлинения ручки.

Давайте улыбаться вместе!



FLEXI

Номер для заказа	Цвет	Диаметр ершика ММ	Диаметр проволоки ММ	Форма ершика	Кол-во в упаковке (шт.)
819070	изумрудный	2,5	0,35	цилиндрическая	6
819071	розовый	2,5	0,4	цилиндрическая	6
819072	оранжевый	2,5	0,45	цилиндрическая	6
819073	красный	3	0,5	цилиндрическая	6
819074	голубой	3	0,6	цилиндрическая	6
819075	желтый	3,5	0,7	цилиндрическая	6
819076	фиолетовый	3÷5	0,8	коническая	6
819077	зеленый	3÷6	1	коническая	6
819078	синий	8	1,2	цилиндрическая	6
8190	разные по 1 шт.	2,5÷6	0,45÷1	разная	



FLEXI  **ULTRASOFT**



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

FLEXI ULTRASOFT

Ультратягкие ершики для чувствительных десен!



TANDEX FLEXI ULTRASOFT – новые ультратягкие ершики для чистки межзубных промежутков для более чувствительных пациентов. Обладают всеми преимуществами, что и ершики FLEXI, однако, ультратягкие щетинки бережнее воздействуют на зубы и десны, доступны в 4-х размерах.

Номер для заказа	Цвет	Диаметр ершика ММ	Диаметр проволоки ММ	Форма ершика	Кол-во в упаковке (шт.)
819052	белый	2,5	0,4	цилиндрическая	6
819054	светло-серый	3	0,6	цилиндрическая	6
819057	темно-серый	3+6	1	коническая	6
819059	черный	5	0,7	цилиндрическая	6

81905A разные по 1 шт. 2,5+5 0,4-1 разная





Результаты исследований показывают:

**Пациенты уверены,
что они выбирают здоровье,
комфорт и радость!**

Документально подтверждено:

- Больше удовольствия
- Незамедлительное вознаграждение
- Быстрое признание
- Надолго остается в памяти
- Более высокая степень предпочтения

Участвовало 30 человек

Была выявлена мощная активизация "Ventral Striatum" области мозга, которая играет главную роль в построении индивидуальных предпочтений. Результаты показывают, что субъект реагирует эмоционально, усиливается радость, появляется ощущение получения награды, быстрое признание и запоминание надолгое время.

Life & Brain г. Бонн. Германия. Исследование оценки проводилось в 2009 году под руководством профессора Bernd Weber.

Цель исследования: изучить реакцию пациентов на различный дизайн межзубных ершиков и щеток.

Метод: 30 пациентам были предложены изделия для индивидуального опробования, после чего им были показаны изображения этих продуктов для получения эффекта распознавания. Все мозговые процессы были записаны и отображены с помощью метода fMRI (функциональной магнитно-резонансной томографии).


Давайте улыбаться вместе!

Нейрофизиологические оценки межзубных ершиков разных производителей

TANDEX FLEXI в сравнении с другими изделиями конкурентов

Результат

Все данные показывают явное предпочтение ершикам FLEXI



FLEXI  *max*

Давайте
улыбаться
вместе!



TANDEX 

FLEXI  *max*

Давайте улыбаться вместе!


TANDEX 

FLEXI *max*

Превосходно работают — максимум эффективности!

Уникальное средство для эффективной, точной и бережной обработки межзубных промежутков.

Межзубные ершики FLEXI Max разработаны для использования людьми всех возрастов. Имеют самую точную проволочную основу с пластиковым покрытием. Ручка ершика изготовлена из мягкого материала с яркой цветовой маркировкой.



Разработаны специально для:

- Простого ухода за всеми фронтальными и жевательными областями зубов
- Особого ухода за несъемной ортодонтической техникой (брекет-системой)
- Особого ухода за имплантами, мостами
- Комфортного удержания в руке, даже для не очень ловких пациентов :-)

FLEXI max



Яркая система
цветовой
маркировки

Цветовая маркировка размера ершиков
упрощает выбор для Вашего пациента

Номер для заказа	Цвет	Диаметр ершика ММ	Диаметр проволоки ММ	Форма ершика	Кол-во в упаковке (шт.)
817081	розовый	2,5	0,4	цилиндрическая	4
817083	красный	3	0,5	цилиндрическая	4
817084	голубой	3	0,6	цилиндрическая	4
817086	фиолетовый	3÷5	0,8	коническая	4
817089	синий	5	0,8	цилиндрическая	4





Ершики упакованы в блистерную упаковку по 4 штуки
одного размера с защитным пластиковым колпачком

Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

PROXI



PROXI 



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

PROXI

Уникальный дизайн для профессионального ухода и гигиены полости рта

PROXI является оригинальной разработкой фирмы TANDEX. Благодаря особой детализации и включенной в конструкцию цельной пластиковой насадки, покрывающей металлический наконечник, достигается наилучшая защита эмали зуба и мягких тканей от повреждений. Проволочная основа с пластиковым покрытием.

Ершики PROXI используются с металлическим держателем, что обеспечивает улучшенный доступ к межзубным промежуткам в области моляров и с небной стороны. Алюминиевый автоклавируемый держатель позволяет использовать ершики PROXI в качестве дополнительного профессионального средства для стоматологов и гигиенистов.



Металлический держатель
для ершиков PROXI
(номер для заказа 813726)



PROXI

Номер для заказа	Цвет	Диаметр ершика ММ	Диаметр проволоки ММ	Форма ершика	Кол-во в упаковке (шт.)
818071	розовый	2,5	0,4	цилиндрическая	6
818072	оранжевый	2,5	0,45	цилиндрическая	6
818073	красный	3	0,5	цилиндрическая	6
818074	голубой	3	0,6	цилиндрическая	6
818075	желтый	3,5	0,7	цилиндрическая	6
818076	фиолетовый	3+5	0,8	коническая	6
8180	разные по 1 шт.	2,5÷5	0,4÷0,8	разная	



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX CLASSIC

Давайте
улыбаться
вместе!



TANDEX 

TANDEX  **CLASSIC**


Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX CLASSIC


Ежедневный классический уход!

- Классические ершики на длинной металлической проволоке
- Прекрасно очищают фронтальные и жевательные области зубов
- Чистящая часть ершика может быть изогнута в нужную сторону для Вашего удобства
- Для большего комфорта в каждой упаковке специальная ручка
- Для идентификации каждый размер ершика имеет цветовую маркировку
- Проволочная основа с пластиковым покрытием



TANDEX CLASSIC

Номер для заказа	Цвет	Диаметр ершика ММ	Диаметр проволоки ММ	Форма ершика	Кол-во в упаковке (шт.)
813571	желтый	2,5	0,4	цилиндрическая	10
813572	зеленый	2,5	0,45	цилиндрическая	10
813573	черный	3	0,5	цилиндрическая	10
813574	красный	3	0,6	цилиндрическая	10
813575	синий	3,5	0,7	цилиндрическая	10
813576	фиолетовый	8	0,8	цилиндрическая	10
8135	разные по 1 шт.	2,5÷8	0,4÷1,2	цилиндрическая	10



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX  SOLO

Давайте
Улыбаться
Вместе!



TANDEX 

TANDEX  **SOLO**



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX SOLO


Подлинная техника СОЛО!

Разработана как вспомогательное средство к обычной зубной щетке для дополнительной очистки особо важных зон в полости рта. Разработана для достижения оптимальной гигиены полости рта, идеальна для очищения:

- Лингвальной поверхности зубов
- Областей вокруг ортодонтических приспособлений (брекетов, замков, бандажных колец, ортодонтических имплантов)
- Мостов, имплантов
- Десневых бороздок
- Каждого зуба при большой скученности



SOLO удлиненная
(номер для заказа 800125)



SOLO средней жесткости
(номер для заказа 800126)

SOLO ультрамягкая
(номер для заказа 800286)


SOLO мягкая
(номер для заказа 800226)

TANDEX SOLO

Длинная и изогнутая шейка зубной щетки гарантирует легкий доступ ко всем областям в полости рта, обеспечивая тем самым оптимальный эффект для всех рекомендованных назначений щетки.

Специальная технология производства самой щетки-наконечника из тонких волокон позволяет осуществлять самое эффективное очищение без повреждения зубов и десен.

Для пациентов с очень чувствительными деснами в наличии ультрамягкая щетка с нежной щетиной.



Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX ADVANCE ORTHO



Давайте
улыбаться
вместе!

TANDEX  **ADVANCE ORTHO**

Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX ADVANCE ORTHO

Специальная ортодонтическая щетка с V-вырезом

Наличие V-выреза и уникальное высокоплотное расположение щетины (51 пучок) обеспечивают идеальную и бережную обработку несъемных ортодонтических конструкций в полости рта.

Миниатюрная, овальной формы головка зубной щетки разработана для более тщательного и легкого достижения любых областей. В наличии щетки средней жесткости и мягкие.



TANDEX ADVANCE ORTHO



ADVANCE ORTHO средней жесткости
(номер для заказа 805202)



ADVANCE ORTHO мягкая
(номер для заказа 805102)

Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX



СКРЕБОК ДЛЯ ЯЗЫКА



Давайте
улыбаться
вместе!

TANDEX СКРЕБОК ДЛЯ ЯЗЫКА

Финальный аккорд в оптимальном уходе за полостью рта

Очищение языка – это эффективный путь контроля налета, который может являться причиной плохого запаха изо рта. Разработка TANDEX обеспечивает удобное удержание в руке и позволяет очищать язык по всей длине легким движением. Простой в дизайне скребок легко промывается в проточной воде.



Скребок TANDEX
(номер для заказа 404002)

Давайте улыбаться вместе!

TANDEX 

TANDEX



НАБОРЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Для удобства пациентов создайте свой набор для гигиены полости рта и упакуйте в специальную сумочку из полиэтилена.



- Розовая - 804001
- Синяя - 804002
- Желтая - 804003
- Оранжевая - 804004



**Давайте
Улыбаться
Вместе!**

Вся продукция зарегистрирована в России
и имеет декларацию соответствия.
ООО «Ортосмайл» является эксклюзивным
представителем компании TANDEX в России.

107014, г. Москва, Попов проезд, д.1, корп.1, офис 2
Тел.: +7 (495) 966-0304, +7 (495) 956-0748,
E-mail: orthosmile@pumpagroup.ru
WEB: www.pumpagroup.ru



/pumpagroup



Установите наше
мобильное
приложение PUMPA



TANDEX

www.zubshetki.ru